



Sede Legale: Via dei Fornaciai, 9  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
P.Iva e C.F. 03359340548

Tel. 075-804.37.37  
Fax 075-804.37.47 (Uff. Comm.le)

20090 Cusago Milano  
Tel. 02-903.94.575  
Fax 02-903.94.441

sir@sirsafety.com  
www.sirsafety.com

Azienda con Sistema  
di Gestione  
per la Qualità Certificato  
UNI EN ISO 9001:2015

Offerta N° **AGECG/21/608219**  
Data **27/10/2021**  
Ns. Riferimento **UBBIALI FABIO**

Spett.le  
**COMUNE MONTE ISOLA**  
LOCALITA'SIVIANO 76  
25050 MONTEISOLA (BS)  
Italia

c.a. **Tania Macetti**

Spett.le COMUNE MONTE ISOLA ,

in riferimento alla Vs. gradita richiesta ed ai colloqui intercorsi con il ns. agente di vendita della zona sig. UBBIALI FABIO, alleghiamo alla presente la nostra offerta per i seguenti articoli.

Le quotazioni sono al netto di IVA al 22%.

PAGAMENTO: 30 GG F.M..

SPEDIZIONE: PORTO FRANCO.

VALIDITÀ OFFERTA: 3 giorni.


Vogliamo inoltre informarVi che la nostra Azienda adotta un Sistema di Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015.

In caso di ordinativo Vi preghiamo di riportare il nostro numero di offerta.

Per eventuali chiarimenti Vi preghiamo contattare il Sig. UBBIALI FABIO, cell. 347/3801180 o il ns ufficio vendite.

In attesa di un Vs. gradito riscontro, porgiamo distinti saluti.

Ubbiali Fabio  
AREA MANAGER  
=====  
Sir Safety System spa  
www.sirsafety.com  
sir@sirsafety.com





Sede Legale: Via dei Fornacai, 9  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
P.Iva e C.F. 03359340548

Tel. 075-804.37.37  
Fax 075-804.37.47 (Uff. Comm.le)




20090 Cusago Milano  
Tel. 02-903.94.575  
Fax 02-903.94.441

sir@sirsafety.com  
www.sirsafety.com

Azienda con Sistema  
di Gestione  
per la Qualità Certificato  
UNI EN ISO 9001:2015

Offerta N° AGECEG/21/608219

Spett.le COMUNE MONTE ISOLA

	Codice	Descrizione	Consegna	Q.tà	Prezzo unitario
	FA1137	MASCHERA USO MEDICO MK003 C. 50PZ Mascherina facciale non sterile ad uso medico tipo II Realizzata in tessuto TNT filtrante di polipropilene a tre strati termoaccoppiati SMS: Spunbond+Meltblown+Spunbond. Dotata di fissaggio tramite elastici alle orecchie. Colore nero  Misure: cm 17,5x9,5 Confezione da 50 pezzi  U::50	Pronta	50	4,80 Tot. 240,00
	FA1129	FACE MASK II MASCHERA USO MEDICO C. 50PZ Mascherina facciale non sterile ad uso medico tipo II Realizzata in tessuto TNT filtrante di polipropilene a tre strati termoaccoppiati SMS: Spunbond+Meltblown+Spunbond. Fissaggio tramite elastici alle orecchie. LATEX FREE Misure: cm 17,5x9,5 Conf. da 50 pezzi  U::50	19gg	50	3,80 Tot. 190,00
	FA1396	RESPIRATORE PIEGH AP-83003 FFP2 NR NERO EN 149 FFP2 NR Respiratore pieghevole verticale monouso realizzato in tessuto non tessuto, idoneo per ambienti a media tossicità fino a 12 volte il TLV. Ponte nasale interno. Anelli elastici auricolari con gancetto nucale. Colore nero. Impacchettato singolarmente. Priva di lattice.  L'articolo è ordinabile in pacchi da 25 unità.  U::1000	Pronta	1000	0,40 Tot. 400,00

I termini di consegna sono da intendersi indicativi e suscettibili di variazioni

**Totale netto € 830,00**



Sede Legale: Via dei Fornaciai, 9  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
P.Iva e C.F. 03359340548


Tel. 075-804.37.37  
Fax 075-804.37.47 (Uff. Comm.le)

20090 Cusago Milano  
Tel. 02-903.94.575  
Fax 02-903.94.441

sir@sirsafety.com  
www.sirsafety.com

Attestato con Sistema  
di Gestione  
per la Qualità Certificato  
UNI EN ISO 9001:2015

Nome: MASCHERA USO MEDICO MK003 C. 50PZ	Codice: FA1137	FA11 PROT. VIE RESPIRATORIE RESP. NO SAFETY
--	----------------	--

<p><b>Descrizione</b></p> <p>Mascherina facciale non sterile ad uso medico tipo II Realizzata in tessuto TNT filtrante di polipropilene a tre strati termoaccoppiati SMS: Spunbond+Meltblown+Spunbond. Dotata di fissaggio tramite elastici alle orecchie. Colore nero</p> <p>Misure: cm 17,5x9,5 Confezione da 50 pezzi</p>	
--	--

Categoria	Colore	Disponibilità Taglie UNICA
Quantità Cartone  40	<p>Rispondenza alle Norme Europee EN 14683</p> <p>EN 10993-1</p> <p>REGOLAMENTO UE 2017/745</p>	<p>Avvertenze</p> <p>Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima dell'utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.</p> <p>Il dispositivo è monouso, non è soggetto a manutenzione.</p>
Destrezza		



Sede Legale: Via dei Fornaciai, 9  
 06081 Assisi - Perugia - Italy  
 P.Iva e C.F. 03359340548


Tel. 075-804.37.37  
 Fax 075-804.37.47 (Uff. Comm.le)

**20090 Cusago Milano**  
 Tel. 02-903.94.575  
 Fax 02-903.94.441

sir@sirsafety.com  
 www.sirsafety.com

Azienda con Sistema  
 di Gestione  
 per la Qualità Certificato  
 UNI EN ISO 9001:2016

<b>Nome:</b> FACE MASK II MASCHERA USO MEDICO C. 50PZ	<b>Codice:</b> FA1129	<b>FA11 PROT. VIE RESPIRATORIE RESP. NO SAFETY</b>
---	-----------------------	--

<p><b>Descrizione</b></p> <p>Mascherina facciale non sterile ad uso medico tipo II              Realizzata in tessuto TNT filtrante di polipropilene a tre strati termoaccoppiati SMS: Spunbond+Meltblown+Spunbond.              Dotata di fissaggio tramite elastici alle orecchie.              LATEX FREE              Misure: cm 17,5x9,5              Confezione da 50 pezzi</p>	
---	--

Categoria	Colore	Disponibilità Taglie UNICA
-----------	--------	-------------------------------

<p>Quantità Cartone               <b>40</b></p> <p>Destrezza</p>	<p>Rispondenza alle Norme Europee                  EN 14683                   EN 10993-1                   REGOLAMENTO UE 2017/745</p>	<p>Avvertenze</p> <p>Maschere facciali ad uso medico come da normativa EN 14683, Tipo II.                  Protezione dell'ambiente di lavoro, del paziente e altro personale medico e riduzione della diffusione delle infezioni (incluso in situazioni epidemiche o pandemiche) evitando la trasmissione dall'utilizzatore di agenti infettanti.</p> <p>La maschera è un Dispositivo Medico di classe I. Prima dell'utilizzo controllare che il prodotto sia in perfette condizioni e non presenti lacerazioni o rotture, qualora risultasse non integro procedere alla sua sostituzione.</p> <p>Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.                  Prodotto monouso, non soggetto a manutenzione.                  Sostituire dopo ogni utilizzo.</p>
--	--	--



Sede Legale: Via dei Fornaciai, 9  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
P.Iva e C.F. 03359340548


Tel. 075-804.37.37  
Fax 075-804.37.47 (Uff. Comm.le)

20090 Cusago Milano  
Tel. 02-903.94.575  
Fax 02-903.94.441

sir@sirsafety.com  
www.sirsafety.com

Aspirato con Sistema  
di Gestione  
per la Qualità Certificato  
UNI EN ISO 9001:2015

Nome: RESPIRATORE PIEGH AP-83003 FFP2 NR NERO	Codice: FA1396	FA13 PROT. VIE RESPIRATORIE RESP. MONOUSO FFP2
---	----------------	--

<p><b>Descrizione</b></p> <p>Respiratore pieghevole verticale monouso realizzato in tessuto non tessuto, idoneo per ambienti a media tossicità fino a 12 volte il TLV. Impacchettato singolarmente. Disponibile in confezioni da 25 pezzi. Colore nero.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Soffice e traspirante.</li><li>- Ponte nasale interno, regolabile per una vestibilità perfetta;</li><li>- Anelli elastici auricolari con ganchetto nucale per un'ottima tenuta;</li><li>- Protezione multistrato, adatta all'uso in presenza di livelli medi di inquinamento da particelle.</li><li>- Priva di lattice.</li></ul> <p>Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.</p> <p>FFP2 NR FFP2: Fattore Protezione Nominale: 12 Fattore Protezione Operativo: 10 NR: Non riutilizzabile</p>	
--	--

Categoria <b>III</b>	Colore	Disponibilità Taglie <b>UNICA</b>
Quantità Cartone          <b>500</b>	Rispondenza alle Norme Europee <b>EN 149</b>  Valori:FFP2 NR	Avvertenze <p>Idoneo per concentrazioni di aerosol solido o liquido, fino a 12 volte il TLV. Ideale per carteggiatura/molatura su legno, MDF, intonaco e calcestruzzo; attività di demolizione/taglio legno, mattoni e tegole; nella lavorazione di metalli nell'attività di sbavatura.</p> <p>Prima dell'utilizzo controllare che il prodotto sia in perfette condizioni e non presenti lacerazioni o rotture, qualora risultasse non integro procedere alla sua sostituzione.</p> <p>Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prodotto monouso, non soggetto a manutenzione. Sostituire dopo ogni utilizzo.</p>
Destrezza		